



Evolución

Los procedimientos Quirúrgicos han evolucionado ...



Extensión Ortopédica

ACC0061 para series T1000

ACC0062 para series T800

AMTAIUSA

Diseño experto para una estabilidad y confiabilidad superiores

Construcción de Alta-Calidad

La barra abductora y otras aprtes cruciales estan hechas de fibra de carbono radiolúcida para un uso óptimo del Arco en C, para garantizar que las imágenes radilógicas no se vean comprometidas por el uso de la extensión ortopédica.

Los materiales de aleación de aluminio y acero inoxidable de primera calidad son resistentes a la corrosión y fáciles de limpiar y desinfectar.

Las extensiones ortopédicas T1000 y T800 soportan un peso del paciente de hasta 600 libras (273 kg).



Posicionamiento integral

Con una amplia variedad de componentes, la extensión ortopédica T1000 y T800 puede adaptarse de manera efectiva a una amplia gama de procedimientos ortopédicos, al tiempo que brinda seguridad al paciente y al personal médico.



Ergonómico

El personal del hospital puede configurar la extensión ortopédica ergonómica T1000 y T800 de forma rápida y sencilla, lo que ayuda a evitar retrasos innecesarios.

El diseño permite que los cirujanos estén sentados durante ciertos procedimientos.

TEl diseño de las extensiones ortopédicas también permite el registro de la posición del paciente para que las barras de abductores se puedan configurar de manera precisa y rápida de acuerdo con las preferencias de configuración



	Derecho	Izquierdo
Carril	9	Na
Articulación A	1	Na
Articulación C	3	Na



■ Un ajuste de la Barra Abductora



Right Hip Pinning (unilateral)



Right Hip Pinning (unilateral)



Right Hip Pinning (unilateral)



Left Hip Pinning (unilateral)



Left Hip Pinning (unilateral)



Left Hip Pinning (unilateral)



Right IM Nailing (supine)



Right IM Nailing (supine)



Right IM Nailing (supine)



Left IM Nailing (supine)



Left IM Nailing (supine)



Left IM Nailing (supine)



Right IM Nailing (skeletal traction)



Right IM Nailing (skeletal traction)



Right IM Nailing (skeletal traction)



Left IM Nailing (skeletal traction)



Left IM Nailing (skeletal traction)



Left IM Nailing (skeletal traction)



Lateral Right IM Nailing



Lateral Right IM Nailing



Lateral Left IM Nailing



Lateral Left IM Nailing



Lateral Right IM Nailing (skeletal traction)



Lateral Right IM Nailing (skeletal traction)



Lateral Left IM Nailing (skeletal traction)



Lateral Left IM Nailing (skeletal traction)



Right Tibia & Fibula



Right Tibia & Fibula



Left Tibia & Fibula



Left Tibia & Fibula

Dos ajustes de Barra de Abductores



Right Hip Pinning (bilateral)



Left Hip Pinning (bilateral)



Right IM Nailing (alternate setup)



Left IM Nailing (alternate setup)



Right IM Nailing (alternate setup for skeletal traction)



Left IM Nailing (alternate setup for skeletal traction)

Rango de movimiento

Barra Abductora (Corta): 90°-0°-90°

Barra Abductora (Larga): 90°-0°-90°

Distancia de Tracción: 7 pulgadas (18 CM)

Elevación de ACC0061: 20 pulgadas (56 CM)

Elevación de ACC0062: 17 pulgadas (44 CM)

EXTENSION ADJUSTMENT: 44 IN (110 CM)


Accesorios esenciales para un ajuste de la barra del abductor				
Item ID	Descripción	Radiolucent Material	ACC0061 (for T1000)	ACC0062 (for T800)
ACC0002	Vaso Clark de seguridad, para riel lateral de 3/8"×1 1/8"	--	1	1
ACC0003	Reposapiés universal con almohadilla	√	1	1
ACC0050	Poste perineal con almohadilla	√	1	1
ACC0055	Abrazadera de accesorios de tracción	--	3	3
ACC0056	Abrazadera de accesorios de tracción	√	1	1
ACC0057	Barra de abductores	√	1	1
ACC0058	Soporte de montaje, tipo riel (T1000)	--	1	--
ACC0059	Soporte de montaje, tipo pin (T800)	--	--	1
ACC0066	Soporte de apoyo	--	1	1
ACC0067	Unidad de tracción	--	1	1
ACC0068-1	Bota de tracción, adulto	--	1	1
ACC0069	Arco de tracción esquelética	--	1	1
ACC0071	Estribos básicos (par)	--	1	1
ACC0088	Extensión de tracción recta	--	1	1
ACC0094	Junta de Transferencia de Pacientes	--	1	1
ACC0095	Carro de accesorios ortopédicos	--	1	1

Accesorios adicionales para dos ajustes de barra sujetadora		
Item ID	Descripción	Cantidad
ACC0057	Barra de abductores	1
ACC0066	Soporte de apoyo	1
ACC0067	Unidad de tracción	1
ACC0068-1	Bota de tracción, adulto	1
ACC0093	Extensión de tracción en forma de L	2

Otros accesorios opcionales	
Item ID	Descripción
ACC0058	Soporte de montaje, tipo riel (T1000)
ACC0059	Soporte de montaje, tipo pin (T800)
ACC0005	Descanso Sacro en forma de cuña
ACC0044	Reposacaderas con almohadilla
ACC0052-1	Almohadilla para poste perineal, soporte para adultos
ACC0052-2	Almohadilla para poste perineal, soporte pediátrico
ACC0060-1	Barra contrarretráctil Crescent, Adulto
ACC0060-2	Crescent Barra contratraccional, pediátrica
ACC0068-1	Bota de tracción, adulto
ACC0068-2	Bota de tracción, adolescente
ACC0068-3	Bota de tracción, pediátrica

Extensión Ortopédica

ACC 0061 PARA USAR CON LA SERIE T 1000 ACC 0062 PARA USAR CON LA SERIE T 800



Contactar con su representante de
ventas enviando mensaje al 55 6709
9766 o llamando 55 1543 0499 / 55
5879 6644, Ext. 16 y 17

