

Sistema de mamografía digital de campo completo

HESTIA



Gran Comodidad,
Tranquilidad de pacientes



 **GENORAY**

Brinda un cuidado excepcional
de los senos con comodidad,
alta eficiencia y claridad

HESTIA





FPD Premium con Modo de alta resolución para tomosíntesis

- Mejoras en tasa de detección de cáncer
- Detección simple de cáncer desplazándose a través de cortes enfocados
- Rendimiento superior para tejido mamario denso
- Mejor caracterización de "tejido benigno" o "normal"

Consola HJESTIA

Brinda un cuidado
excepcional de los
senos con
comodidad, alta
eficiencia y claridad.

HESTIA



GOOD
DESIGN
KOREA



Supervisión del estado del equipo
mediante lámpara LED



*Color setting

Soporte bien diseñado
por un HFG integrado

Objetivo de tungsteno (W)
para dosis bajas y calidad de
imagen excepcional

Guía de audio de compresión
suave amigable para el paciente
e indicador visual

2D pequeño (CMOS 17x24) y
2D grande (TFT 24x30)
Tomosíntesis FPD (TFT 24x30)

Panel de operación



El interruptor de emergencia se aplica al panel de
operación para garantizar la seguridad del paciente

Pedal




Diseñado para mejorar la intuición y visibilidad de los
pedales para compresión de mama y gantry Arriba/Abajo

Gantry ISO-Centric en
adquisición de
tomosíntesis




DBT (Tomosíntesis digital de mama)

Las imágenes de tomosíntesis digital de mama con múltiples exposiciones de rayos X de baja dosis se obtienen a medida que el tubo de rayos X se mueve en un rango angular por encima de la mama. Estas imágenes se reconstruyen en un volumen mamario casi tridimensional.



Tomosíntesis


Las imágenes de alta calidad se obtienen desde diversos ángulos para una calidad de diagnóstico mejorada y eficiente



<Imagen de mamografía de tomosíntesis>



Imagen 2D

La adquisición de imágenes es amigable con el usuario y se proporciona en varios estilos.





Imágenes clínicas de tomosíntesis

Brindando excelentes imágenes de diagnóstico a través de la experiencia acumulada




Vista ampliada



Vista ampliada

Imágenes clínicas 2D


Brindando excelentes imágenes de diagnóstico a través de la experiencia acumulada



Nuevo software de consola de mamografía

VENUS

Almacenamiento y transferencia de imágenes
extremadamente rápido para un acceso
rápido y un flujo de trabajo optimizado



VENUS

Mammography Imaging Systems

User ID

Password

☒ Stay signed in

Login




Reboot

Shutdown

RCC

Patient Id : Test 01
Patient name : Jane Doe
Gender : Female
Brith date : 1970.12.24
Study date : 2020.12.25
Technologist : Technologist name
Institution

Thickness : 51.0mm
Force: 67 N
Exposure : 81.7mAs
28 kVp
WL : 2129
WW : 17104



Add

Edit

Close study



Single

80% | PM 16:00

- Estación de trabajo de adquisición personalizada y dedicada
- Perfecta accesibilidad PACS con capacidad DICOM completa
- Modo de calibración automática e ICONO simple

Para ventas y servicio, comuníquese con su representante de ventas enviando mensaje al **55 6709 9766** o llamando **55 1543 0499/ 55 5879 6644, Ext. 16 y 17**



GUGA
EQUIPOS Y SERVICIOS

10-11