



OptiOne®

SINGLE-HEAD CT CONTRAST DELIVERY SYSTEM

Una solución interconectada de Guerbet **CT**

Simple. Flexible. Reliable.

El sistema de suministro de contraste OptiOne® combina facilidad de uso con funcionalidad multipropósito y confiabilidad.



Easy Operation

Autocompletar

W Llena automáticamente jeringas desechables.

Purga automática

W Basta con presionar un botón para eliminar la mayor parte del aire de la jeringa.

Función de inicio automático

W Permite que los arietes se retraigan automáticamente a su posición inicial, lo que aumenta la eficiencia del flujo de trabajo.

Adaptable a su flujo de trabajo

Funcionalidad multipropósito

W Diseñado para su uso en múltiples entornos de imágenes, incluidos TC, departamentos de traumatología y urgencias, centros de imágenes, etc.

Almacenamiento de protocolos multifase

W Guarde hasta 40 protocolos de cuatro fases.

Conveniencia y control

Diseño compacto

W Ligero, que ahorra espacio y fácilmente móvil.

Compatibilidad de jeringas

W Utilice viales o jeringas precargadas convenientes.

Función Timing Bolus®

W Realice fácilmente una inyección de prueba para confirmar la sincronización del protocolo, lo que puede mejorar la calidad de la imagen.


Características opcionales

Configuración de montaje en el techo

W Ahorra valioso espacio en tu lugar de trabajo, mientras mantienes el inyector a tu alcance.

Interfaz OEM

W Compatible con interfaz CAN, la disponibilidad varía según el fabricante.



Contrast&Care

INJECTION MANAGEMENT SOLUTION

Haga su pedido junto con su inyector para obtener una solución de inyección completa:

W Capturar y organizar información

W Ahorre tiempo compartiendo información de sistemas de TI de salud

W Facilitar la trazabilidad de los medios de contraste



a Guerbet Group Company

OptiOne®

SINGLE-HEAD CT CONTRAST DELIVERY SYSTEM



Technical Specifications

Caudal	0,1-10,0 ml/seg ajustable en incrementos de 0,1 ml/seg
Límite de presión	Presión máxima de 50 a 325 psi,ajustable en incrementos de 5 psi
Tamaños de jeringas	Jeringas vacías de 200 ml, jeringas precargadas de 50, 75, 100 y 125 ml
Calentador de jeringa	98.6° ± 6° F (37° ± 3° C)
Volumen	0.1 mL al volume de la jeringa (200 mL)
Retraso de escaneo	0-600 segundos
Retardo de fase	0-600 segundos
Número de fases	4
Memoria de protocolo	40
Resultados de inyección	Resultados de inyección en tiempo real para valores programados

Jeringas y tubos

P/N 601195	Tubo de extensión en espiral (60”) 400 psi
P/N 601227	Tubo con adaptador Luer macho (48”) 400 psi
800096S	Jeringa CT (200 ml) con punta
800099S	Jeringa CT (200 ml) con punta y tubo en espiral (60”), 400 psi
P/N 810551	Juego de transferencia

Para ventas y servicio, comuníquese con su representante de ventas enviando mensaje al **55 6709 9766** o llamando **55 1543 0499/ 55 5879 6644, Ext. 16 y 17**

