

Prueba de Bowie & Dick COLOR TEST®

Dispositivos a monitorear la ausencia o presencia de burbujas de aire dentro de la cámara del esterilizador.

Características de la prueba Mini Bowie & Dick COLOR TEST®

- Impreso con tinta termo crómica, plastificada y no tóxica.
- Hoja con indicador químico sensible al Vapor a 134 °C - 138 °C en un tiempo de 3.5 a 4 minutos.
- Área impresa para registro de datos como fecha, esterilizador y número de ciclo.
- Prueba recubierta de capas de papel crepado verde grado médico o papel blanco grado médico.
- **Dimensiones:** 11.0 x 12.0 x 2.8 cm.
- **Peso:** 250 g.



PBD003 - Paquete listo para usar

Frecuencia de la prueba

Su uso es recomendado en el primer ciclo de esterilización del día.

Catálogo	Uso en	Descripción	Pzas. por caja
PBD003	Vapor	Prueba Mini Bowie and Dick	1

Color Inicial



Correcto



Incorrecto



"Las imágenes de los productos son de carácter ilustrativo y pueden diferir de lo mostrado en este catálogo".

COLOR TEST® es marca registrada de Especialistas en Esterilización y Envase.