



GUGA
EQUIPOS Y SERVICIOS



Urología

Mesa de arco en C 800

Diseñado para procedimientos
urológicos guiados por imágenes



Características

- Patas de base ampliamente posicionadas para un manejo óptimo del cirujano.
acceso al paciente
- El pedal y la mesa motorizada permiten un ajuste con manos libres durante los procedimientos.
- Posicionamiento de mesa motorizado de cinco ejes: XY, arriba/abajo, Trendelenburg y balanceo lateral
- Posicionamiento Fowler: exclusivo de la industria, de 0° a 80°
- Capacidad para pacientes de 500 lb
- La extensión radiotransparente agrega versatilidad para cirugía general, dolor y uso ortopédico.
- Actuadores de motor eléctrico de precisión: sin aceite ni hidráulica
- Base de perfil bajo: para arco en C sin restricciones movimiento
- Rieles para accesorios
- Alimentación por CA y batería: estándar



La extensión radiotransparente convierte la mesa de urología en una mesa quirúrgica de uso general.

Descripción

La mesa de arco en C para urología 800 es ideal para procedimientos urológicos guiados por imágenes en la cavidad abdominal. El tablero es voladizo para acomodar arcos en C portátiles o suspendidos del techo, y la posición más amplia de las patas delanteras ofrece un acceso óptimo al paciente.

El tablero se adapta fácilmente a pacientes bariátricos, mientras que el área radiotransparente permite una visualización fluoroscópica completa. Este diseño funcional permite un posicionamiento sin obstrucciones del arco en C, minimizando la exposición del personal clínico a la radiación.

Movimientos de poder

La mesa de arco en C para urología cuenta con accionamiento motorizado para los movimientos de altura, XY, balanceo lateral y Trendelenburg del tablero. Los controladores manuales y de pedal se pueden posicionar para acceder desde cualquier punto de la mesa, lo que garantiza un posicionamiento rápido y seguro durante cualquier fase del procedimiento. La función "Nivelar" permite nivelar la mesa rápidamente a 0° de inclinación y 0° de balanceo lateral. Ambos controladores permiten el posicionamiento motorizado XY del tablero y cuentan con control de velocidad proporcional.

Más ajustes y funciones

El respaldo de la mesa se ajusta con un simple mecanismo de bloqueo/desbloqueo con manija táctil a un ángulo de 80° con topes incrementales a 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70° y 80°.

La mesa incluye una extensión ligera para transferencia de pacientes sin imágenes y una extensión radiotransparente. Esta extensión permite aplicaciones vasculares, cardíacas y otras aplicaciones generales de arco en C. Puede elegir entre muletas o estribos para la rodilla, un tablero de brazo estándar o con abrazaderas de riel; configúrelo según sus especificaciones.



55 6709 9766 / 55 6709 6868



55 15430499 / 55 5879 6644



info@gugaequiposyservicios.com.mx



www.gugaequiposyservicios.com.mx



Tultitlán, Edo Mex.





GUGA
EQUIPOS Y SERVICIOS



Biodex | Mesa de arco en C para urología 800



La postura con piernas anchas, el controlador de pie compacto y la mesa motorizada permiten un acceso óptimo.

Presupuesto

• Dimensiones:

En general: 84,5" de largo x 25,5" de ancho (214,6 x 64,8 cm) con rieles para accesorios de quirófano

Tablero: 53" de largo x 21" de ancho (134,6 x 53,3 cm); 84" de largo (213,4 cm) con extensión

Extensión liviana (solo para transferencia de pacientes, no para imágenes): 26,5" de largo x 21" de ancho (67,3 x 53,3 cm)

Extensión radiotransparente: 31" de largo x 25,5" de ancho (78,7 x 64,8 cm) con rieles para accesorios de quirófano

Área radiotransparente: 54" de largo x 17,5" de ancho (137,2 x 44,5 cm)

• Material de la mesa: Tres secciones de Fibersin, cada una con colchon individual de 2"

• Colchón: Individual, sin costuras, de 5 cm de grosor, uno para cada sección.

• Mociones:

Movimiento Y de la mesa (de lado a lado): 10" (25,4 cm) Mesa X Motion (de pies a cabeza): 51 cm (20")

Trendelenburg: 0° a 20°

Trendelenburg inverso: 0° a 20°

Balanceo lateral: 0° a 20°

Altura ajustable: 34" a 43,5" (86,4 a 110,5 cm)

Posicionamiento Fowler: Se ajusta de 0° a 80° con bloqueo/desbloqueo de manija táctil

• Opcional:

Bandeja para película de rayos X: Bandeja extraíble para casetes de película de 14" x 17" con máscara para casetes de película de 10" x 12". La bandeja se puede extraer desde cualquier lado de la mesa.

Rejilla de rayos X: Rejilla de rayos X extraíble, 103 líneas, relación 8:1

• Sujeciones del paciente: Dos correas para el cuerpo, dos correas para los tobillos.

• Acabado: Pintura en polvo

• Capacidad de pacientes:

En posición urológica: 500 lb (227 kg)

En uso con extensión radiotransparente: 400 lb (181,4 kg)



Elija entre una bandeja de drenaje de acero inoxidable con una pantalla contra salpicaduras de malla de alambre o un soporte de bolsa de drenaje de plástico para bolsas de drenaje desechables.

• Peso del envío: 903 lb (409,6 kg)

• Controles:

Control manual y control de pie: activa todos los movimientos

Rieles para accesorios: Rieles para accesorios estándar para quirófano, 1,125" x 0,375" (2,86 x 0,95 cm)

• Alimentación: 115 VCA o 230 VCA y batería. Batería

Se carga automáticamente cuando se enchufa la mesa. Se puede cargar una batería adicional con un cargador de pared opcional.

• Garantía: Tres años en piezas y mano de obra.

• Certificaciones: ANSI/AAMI ES60601-1:2005 +C1 (2009) +A1 (2012) +A2 (2010); CAN/CSA C22.2 N.º: 60601-1-14; CAN/CSA-C22.2 N.º 60601-2-46:12; IEC 60601-1-2-46:2016.

Información para pedidos

058-800 Mesa de arco en C para urología (800 V, 115 V)

058-805 Mesa de arco en C para urología (800 V, 230 V)

Opcional:

Estribos **058-962US**, 350, abrazadera de riel de correa Sec-LOK (par)

Estribos **058-966 EU**, 350, con abrazadera de riel de correa Sec-LOK (par)

058-963 Muletas de rodilla Goepel con abrazaderas de riel redondas (par)

058-967 Muletas de rodilla EU, Goepel con abrazaderas de riel redondas (par) 058-972

056-851 Carro, estribo, rueda con bloqueo

058-860 Marco de bolsa de drenaje

058-964 Bandeja de drenaje, acero inoxidable Tabla de brazo US con abrazaderas de riel (par)

058-968 EU Tablero de brazo con abrazaderas de riel (par)

058-865 Tablero de brazo, estándar (par)

056-463 Cuadrícula, rayos X

058-866 Bandeja para casetes, 11" x 14"

056-850 Soporte para suero, montado sobre riel

056-862 Unidad de carga de batería y pared, 115 VCA

056-863 Unidad de carga de batería y pared, 230 VCA

056-802 Falda de fuelle, plástico desechable, 250/rollo

Dispensador

046-275, rollo protector desechable para faldón de fuelle 056-802. Montaje en pared

Reemplazo:

056-460 Manguera de drenaje para urología, 40 unidades

056-857 Bolsas, drenaje, 10/paquete